



# TCL 210 Travel

**Bedienungsanleitung**  
**Operating Instructions**  
**Mode d'emploi**  
**Bedieningshandleiding**  
**Istruzioni d'uso**  
**Instrucciones de uso**

**Diese Ausklappseite zeigt Ihnen eine  
Übersicht über Ihr TCL 210 Travel.**

**Please open this page for "At a glance"  
guide to your TCL 210 Travel.**


**Cette page dépliant vous offre un  
aperçu de votre TCL 210 Travel.**

**Dit uitvouwblad toont u een overzicht  
van uw TCL 210 Travel.**

**Questa pagina apribile Le mostra un  
riepilogo del Suo TCL 210 Travel.**

**Aquí encontrará todos los elementos  
de mando de su Despertador  
TCL 210 Travel.**

# TCL 210 TRAVEL



- 1a Taschenlampe
- 1b Schalter für Taschenlampe
- 2 Alarmauswahl-Schalter  
(Weckton + Vibration, Vibration, Weckton, Aus)
- 3 MODE-Taste (Wecker, Kurzzeitmesser „Eieruhr“, Temperatur)
- 4 SET-Taste zur Bestätigung einer Eingabe
- 5 SNOOZE-Taste
- 6 UP ▲ -Taste
- 7 DN ▼ /TEST-Taste
- 8 Öse für Befestigungsband
- 9 Wecktoneinstellung (1-2-3 = tief-mittel-hoch)
- 10 Wecktonlautstärke (1-2-3 = leise-mittel-laut)
- 11 Batteriefach (Rückseite)

## Packungsinhalt


- Wecker mit Vibrationsalarm
- 3 Batterien, Typ AA (Mignon)
- Befestigungsband mit Clip (z. B. zum Befestigen des Weckers am Kopfkissen)
- Bedienungsanleitung

## Batterien einsetzen


Setzen Sie die drei beiliegenden Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.

Die Betriebsdauer eines neuen Satzes Alkaline-Batterien beträgt ca. 8 bis 10 Monate bei normalem Gebrauch.

## Einstellen der Zeit

1. Drücken Sie die **SET**-Taste für ca. 3 Sekunden.  
 blinkt.
2. Stellen Sie zuerst das Stundenformat ein (24 oder 12 Stunden). **UP ▲** -Taste zum Einstellen – **SET**-Taste zum Bestätigen.
3. Stellen Sie mit **UP ▲** oder **DN ▼** die Stunden / Minuten sowie AM (vormittags) bzw. PM (nachmittags) ein, und bestätigen Sie jeweils mit der **SET**-Taste.

## Einstellen von Weckzeit und Snooze

1. Alarmauswahl-Schalter in Position **ALL** schieben.
2. Drücken Sie die **MODE**-Taste einmal um zur Weckzeiteinstellung zu gelangen.  blinkt. Drücken Sie



- die **SET**-Taste für ca. 3 Sekunden zur Bestätigung.
3. Stellen Sie mit **UP ▲** oder **DN ▼** die Stunden / Minuten ein, und bestätigen Sie jeweils mit der **SET**-Taste. Danach blinkt **SNOZ**.
  4. Drücken Sie jetzt die **SET**-Taste ist die SNOOZE-Funktion eingeschaltet.  
Drücken Sie die **UP ▲** -Taste verschwindet **SNOZ**.  
Drücken Sie jetzt die **SET**-Taste ist die SNOOZE-Funktion ausgeschaltet.
  5. Nach ca. 15 Sekunden kehrt das Gerät zur Uhrzeitanzeige zurück und die Weckzeit ist gespeichert.  
**Hinweis:** Bei **eingeschalteter SNOOZE-Funktion** (Schlummer-Funktion) wird das Wecksignal nach ca. 40 Sekunden automatisch ausgeschaltet.

Drücken Sie während des Wecksignals **eine beliebige Taste**, wird der Weckton ausgeschaltet und nach ca. 8 Minuten wiederholt. Dies geschieht bis zu 7 mal. Drücken Sie während des Wecksignals die **SNOOZE-Taste** für ca. 3 Sekunden, wird das Wecksignal endgültig ausgeschaltet.

Ist die **SNOOZE-Funktion ausgeschaltet**, drücken Sie, wenn das Wecksignal ertönt, eine beliebige Taste, um das Wecksignal auszuschalten.

## **Einstellen von Wecker und Weckmodus**

1. Schieben Sie den Alarmauswahl-Schalter in die Stellung **OFF** um die Weckfunktion oder das gerade ertönende Wecksignal auszuschalten.





2. Schieben Sie den Alarmauswahl-Schalter in die Stellung **AUDIO** (Weckton/((🔔))) , **SHAKER** (Vibration/))) or **ALL** (Weckton + Vibration) um den Weckmodus auszuwählen und den Wecker einzuschalten.

## Überprüfen der Weckereinstellung


1. Drücken Sie die **DN ▼ /TEST**-Taste für ca. 3 Sekunden. Die eingestellte Weckfunktion wird für ca. 10 Sekunden ausgelöst. Danach kehrt das Gerät zur normalen Uhrzeitanzeige zurück.

## Nutzung als Kurzzeitmesser („Eieruhr“)

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste zweimal um zur Kurzzeitmesser-Funktion (Stunden/Minuten) zu gelangen.




blinkt. Drücken Sie die **SET**-Taste für ca. 3 Sekunden zur Bestätigung.

2. Stellen Sie mit **UP** ▲ oder **DN** ▼ die Stunden / Minuten ein, und bestätigen Sie jeweils mit der **SET**-Taste.
3. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden **DN** ▼ um den Kurzzeitmesser zu starten.  sowie **H** und **M** blinken und die Zeit läuft herunter. Wird die Taste nicht innerhalb von 5 Sekunden gedrückt, kehrt das Gerät zur normalen Uhrzeitanzeige zurück.  
**Hinweis:** Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, ertönt das Wecksignal für ca. 30 Sekunden. Sie können dieses Signal durch Drücken einer beliebigen Taste beenden. Wenn Sie den Kurzzeitwecker zwischen-

durch stoppen wollen, drücken Sie **DN** ▼ . Dann kehrt das Gerät automatisch zur Uhrzeitanzeige zurück.

## Anzeige der Raumtemperatur

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste dreimal um die Temperaturanzeige einzuschalten.  blinkt.
2. Schalten Sie ggf. mit **UP** ▲ zwischen der Anzeige in °C oder °F um.
3. Nach ca. 5 Sekunden wird die Uhrzeit automatisch wieder angezeigt.

## **Technische Daten / Funktionen**

Funktionen: Uhr, Wecker, Kurzzeitmesser („Eieruhr“),  
Thermometer und Taschenlampe

Uhrzeitanzeige: 12 oder 24 Stunden

Weck-Modi: Weckton, Vibration, Weckton & Vibration

Temperaturanzeige: °C oder °F

Größe: 118 x 71 x 27 mm

Gewicht (ohne Batterien): 140 g

Stromversorgung: 3 AA Alkaline Batterien

Batterielebensdauer: 8-10 Monate bei normalem  
Gebrauch

## **Sicherheitshinweise**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch  
und bewahren Sie sie gut auf.

## Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Elektrische oder elektronische Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers. Batterien entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



## **Pflegehinweise**

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

## **Garantie**

AMPLICOMMS - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.



## Service-Hotline

Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline wenden. Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.

## Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:



2004/108/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.

- 1a Built-in flashlight
- 1b Switch for flashlight
- 2 Alarm mode switch  
(audio + shaker, shaker, audio, off)
- 3 MODE (alarm, timer, temperature)
- 4 SET to select setting choice
- 5 SNOOZE
- 6 UP ▲
- 7 DN ▼ /TEST
- 8 Eye for pillow clip
- 9 Audio alarm tone control (1-2-3 = low-medium-high)
- 10 Audio alarm volume control (1-2-3 = low-medium-high)
- 11 Battery Compartment (rear)

## Package Content

- Vibrating alarm clock
- 3 AA batteries
- Pillow clip (e. g. for fixing the clock to a pillow)
- User Guide

## Insert the batteries

Install three AA alkaline batteries (included).


Please observe battery polarity while installing.

A set of brand new alkaline batteries will last about eight to ten months of normal usage.


**Helpline UK 0844 800 6503**

(See chapter "Helpline" for costs and hours of operation)

## To set time

1. Press and hold **SET** for 3 seconds.  
 is flashing.
2. First, set the hour format (24 or 12 hours). Press **UP ▲** to adjust - press **SET** to confirm.
3. Press **UP ▲** or **DN ▼** to set the hour/minute as well as AM (morning) or PM (afternoon) and confirm each with **SET**.

## To set alarm time & snooze

1. Set the alarm mode switch to **ALL**.
2. Press **MODE** once to go to alarm time setting.  
 is flashing. Press and hold **SET** for 3 seconds to confirm.

3. Press **UP ▲** or **DN ▼** to set the hour/minute and confirm each with **SET**. After that **SNOZ** is flashing.
4. If you now press **SET** the snooze function is turned on.  
If you press **UP ▲** **SNOZ** disappears. If you now press **SET** the snooze function is turned off.
5. The clock will automatically return to the normal clock mode after about 15 seconds and the alarm is set.

## Note

If **snooze function is on**: when the alarm sounds off, the alarm will continue for 40 seconds and then stop. If **any button** is pushed any time

while the alarm is sounding off, the alarm will stop immediately but it will sound off again after eight minutes. You can repeat this cycle for up to seven times.



To stop the alarm completely at any time, press and hold the **SNOOZE** button for 3 seconds.

If **snooze function is off**: when the alarm sounds off, press any button to stop the alarm completely.

## **To set alarm on/off & alarm mode**

1. Slide the alarm mode switch to **OFF** to disable the alarm or to stop the on-going alarm action.




- Slide the switch to **AUDIO** () , **SHAKER** () or **ALL** (audio + shaker) to select your alarm mode and to set the alarm on.

## To test your alarm setting


- Press and hold **DN ▼ / TEST** for 3 seconds, the set alarm is triggered for a period of 10 seconds and then returns to the clock mode.

## To use clock as a Timer

- Press **MODE** twice to go to the timer mode (hours/minutes).  is flashing. Press and hold **SET** for 3 seconds to confirm.
- Press **UP ▲** or **DN ▼** to set the hour/minute and confirm each with **SET**.

**Helpline UK 0844 800 6503**

(See chapter "Helpline" for costs and hours of operation)


3. Press **DN** ▼ within 5 seconds to start the timer count-down.  , **H** and **M** are flashing and the time runs down. If **DN** ▼ is not pressed within 5 seconds the clock will automatically return to the normal clock mode.

**Note:** When the set time expires, the alarm will sound off (same alarm mode as the alarm clock setting) for 30 seconds (unless stopped by pressing any of the top keys). To stop the timer in between, press **DN** ▼ . The clock then will return to the normal clock mode.





## To show the room temperature

1. Press **MODE** three times to go to the thermometer mode.  is flashing and the room temperature appears.
2. If needed, press **UP ▲** to set reading in °C or °F
3. The clock will automatically return to the normal clock mode after about 5 seconds

**Helpline UK 0844 800 6503**

(See chapter "Helpline" for costs and hours of operation)

## **Specifications**

Functions: clock, alarm clock, timer, thermometer and flash-light

Clock modes: 12 or 24 hours

Alarm modes: audio, vibration, audio & vibration

Thermometer modes: °C or °F

Size: 118 x 71 x27 mm

Weight: (without batteries): 140 g

Power supply: 3 AA alkaline batteries (provided)

Battery life: 8-10 months of normal use

## **Safety notes**

Please make sure you read this user guide carefully and keep it for further use.

## Disposal

You are obliged to dispose of consumable goods properly in accordance with the applicable legal regulations. The symbol on this product indicates that electrical and electronic apparatus must be disposed of separately from domestic waste at suitable collection points provided by the public waste authorities. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



GB



## Helpline

If you need some help and you're in the UK, please call us on 0844 800 6503 (using an UK landline, at the time of going to print: calls cost 6p for connec-

**Helpline UK 0844 800 6503**

(See chapter "Helpline" for costs and hours of operation)

tion charge and then 5p a minute. Mobile costs may vary). Lines are open Monday to Friday, 9am to 5pm, excluding public holidays.

If you've a claim on your 2-year guarantee, please contact your supplier.

## **Maintenance**

- Please clean your equipment's surfaces with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

## **Guarantee**

AMPLICOMMS equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble free

functioning and a long service life.

The period of guarantee is 24 months from the date of purchase. The terms of the guarantee do not apply to the rechargeable batteries or power packs used in the products.

All deficiencies resulting from material of production faults which occur during the period of guarantee will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to

**Helpline UK 0844 800 6503**

(See chapter "Helpline" for costs and hours of operation)

repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your equipment shows signs of defect during the period of guarantee, please return to the sales outlet in which you purchased the AMPLICOMMS equipment together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet.

Two years after the purchase of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

## Declaration of conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:



2004/108/EC relating to electromagnetic compatibility. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our website **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.

- 1a Lampe de poche intégrée
- 1b Commutateur pour lampe de poche
- 2 Sélecteur du mode d'alarme  
(audio + shaker, shaker, audio, off)
- 3 Touche MODE (alarm, chronomètre « sablier »,  
temperature)
- 4 Touche SET pour confirmer vos choix de réglages
- 5 Touche SNOOZE
- 6 Touche UP ▲
- 7 Touche DN ▼ /TEST (bas ou test)
- 8 Œillet pour bande de fixation
- 9 Contrôle de la tonalité réveil (1-2-3 = bas-moyen-  
haut)
- 10 Contrôle du volume signal réveil (1-2-3 = faible-  
moyen-fort)
- 11 Compartiment des piles (arrière)




## Contenu de l'emballage

- Réveil vibrant
- 3 piles AA
- Pince d'oreiller (p. ex. pour fixer le réveil au coussin)
- Manuel d'utilisation

## Installation des piles

Installez les trois (3) piles AA alcalines (incluses). Veuillez porter attention à la polarité des piles lors de l'installation. Un ensemble de piles alcalines neuves procurent une durée d'utilisation d'environ 8 à 10 mois à usage normal.


## **Pour régler l'heure de l'horloge**

1. Appuyez et tenez **SET** durant 3 secondes.  
 clignote.
2. D'abord, sélectionner le format des heures (24 ou 12 heures). Touche **UP ▲** pour régler – touche **SET** pour confirmer.
3. Régler les heures / minutes / AM=matin, PM=après-midi avec **UP ▲** ou **DN ▼** et confirmer avec la touche **SET**.

## **Pour régler l'heure de l'alarme de réveil et le rappel d'alarme (snooze)**

1. Glissez le sélecteur du mode d'alarme en position **ALL**.
2. Appuyer une fois sur la touche **MODE** pour accé-



der au réglage de l'heure de réveil.  clignote. Appuyer sur la touche **SET** pendant env. 3 secondes pour confirmer.

3. Régler les heures / minutes avec **UP ▲** ou **DN ▼** et confirmer avec la touche **SET**. Ensuite, **SNOZ** clignote.
4. Ensuite, appuyer sur la touche **SET** ; la fonctionnalité SNOOZE est alors activée.  
Si vous appuyez sur la touche **UP ▲**, **SNOZ** disparaîtra. Si vous appuyez ensuite sur la touche **SET**, la fonctionnalité SNOOZE sera désactivée.
5. Au bout de 15 secondes env., l'appareil reprend l'affichage de l'heure actuelle et le temps de réveil est enregistré.





**Avis** : Si la **fonctionnalité SNOOZE** est **activée** (fonctionnalité sommeil), le signal réveil se fera automatiquement après 40 secondes.

Si vous appuyez sur **n'importe quelle touche** durant le signal de réveil, le signal sera désactivé et ensuite répété après 8 minutes environ. Ceci se fait jusqu'à sept fois.

Si vous appuyez sur **la touche SNOOZE** pendant environ 3 secondes, le signal réveil sera désactivé définitivement.

La **fonctionnalité SNOOZE désactivée**, appuyez sur n'importe quelle touche lorsque le signal réveil sonne pour le désactiver.



## Pour régler l'alarme en marche ou arrêt et pour régler le mode alarme

1. Mettre le sélecteur du mode d'alarme dans la position **OFF** pour désactiver la fonctionnalité réveil ou bien le signal en cours.
2. Faites glisser le curseur à **AUDIO** (), **SHAKER** () ou **ALL** (audio+vibreur) pour mettre en marche l'alarme au mode que vous désirez.

## Pour voir et tester les réglages de l'alarme


1. Appuyez sur **DN ▼ /TEST** durant trois (3) secondes, l'heure réglée de l'alarme apparaîtra, l'alarme se déclenchera et après une période de 10 secondes, l'appareil retournera au mode horloge.

## Pour utiliser l'horloge comme minuterie

1. Appuyer deux fois sur la touche **MODE** pour accéder à la fonctionnalité minuterie (heures/minutes).  
 clignote. Appuyez et tenez **SET** durant 3 secondes pour sélectionner.
2. Régler les heures / minutes avec **UP ▲** ou **DN ▼** et confirmer avec la touche **SET**.
3. Appuyez sur **DN ▼** pour débiter le décompte.  ainsi que **H** et **M** clignotent et le temps découle. Si vous n'appuyez pas sur **DN ▼** dans les cinq (5) secondes le réveil reviendra au mode horloge.  
**Avis** : Lorsque le décompte se terminera, l'alarme se déclenchera (selon les réglages du mode alarme) et s'arrêtera après une durée de 30 secondes (à

moins d'être arrêtée manuellement en appuyant sur n'importe quel bouton du dessus du réveil). Lorsque vous voulez arrêter le chronomètre entre-temps, appuyez sur **DN ▼**. L'appareil reprendra automatiquement l'affichage de l'heure actuelle.

## Pour une lecture de la température

1. Appuyer trois fois sur la touche **MODE** pour activer l'affichage de la température.  clignote.
2. Si nécessaire, appuyez sur **UP ▲** pour alterner entre les lectures en degrés °C ou °F.
3. Au bout d'environ cinq secondes, l'heure actuelle est automatiquement affichée de nouveau.

## **Spécifications techniques**

Fonctions: horloge, réveil matin, chronomètre, thermomètre et lampe de poche

Horloge: 12 ou 24 heures

Modes d'alarmes: audio, vibration, audio et vibration

Thermomètre: °C ou °F

Dimensions: 118 x 71 x 27 mm

Poids: (sans les piles): 140 g

Courrant: 3 piles alcalines AA (fournies)

Durée des piles: 8-10 mois d'usage normal

## **Consignes de sécurité**

Lisez très attentivement ce mode d'emploi et conservez-le soigneusement.



## Élimination

La loi vous oblige à éliminer de manière appropriée les biens de consommation. L'icône ci-contre sur votre appareil signifie que les anciens appareils électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Éliminez les appareils électriques ou électroniques dans le centre de collecte d'un organisme approprié d'élimination des déchets.

Éliminez les piles auprès d'un revendeur spécialisé ainsi que dans des centres de collecte qui mettent à votre disposition les collecteurs appropriés.



Les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément aux règlements locaux.



## Hotline de service

En cas de problème technique, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance téléphonique. Le numéro de téléphone peut être trouvée sur notre site internet : **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Pour les demandes de garantie, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur. La période de garantie est de 2 ans.

## Remarques d'entretien

- Nettoyez les surfaces du boîtier à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux.
- N'utilisez aucun produit nettoyant ou solution de nettoyage.

## Garantie

Les appareils AMPLICOMMS sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. Les matériaux choisis et la haute technologie assurent un fonctionnement parfait et une longue durée de vie. La durée de garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à la pile rechargeable standard ou aux packs de piles rechargeables utilisés dans le produit.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des erreurs de matériel et de fabrication sont réparés gratuitement. La garantie expire en cas d'interventions de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages engendrés par une manipulation ou une utilisation inadéquate, par un mauvais emplacement ou rangement, par un

raccordement ou une installation inadéquate ainsi qu'en cas de force majeure ou d'autres influences extérieures ne sont pas inclus dans la prestation de garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Tout droit de prétention à des dédommagements est exclu, sauf si ce dommage est basé sur une préméditation ou une négligence grave du fabricant.

Si votre appareil comporte cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil AMPLICOMMS en présentant votre bon d'achat. Tous les droits de garantie basés sur

ces dispositions ne peuvent être revendiqués qu'après de votre revendeur. A l'échéance des deux ans après l'achat et le transfert de nos produits, les législations en matière de garantie ne sont plus applicables.

## Déclaration de conformité

Cet appareil remplit les exigences figurant dans la directive européenne:   2004/108/EC relative à la compatibilité électromagnétique. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par le symbole CE. Pour obtenir la déclaration intégrale de conformité, veuillez la télécharger gratuitement sur notre site Internet [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com).

- 1a Zaklamp
- 1b Schakelaar voor zaklamp
- 2 Alarmselectie-knop  
(Wektoon + trilling, Trilling, Wektoon, Uit)
- 3 MODE-knop (wekker, Timer ('keukentimer'), temperatuur)
- 4 SET-knop voor het bevestigen van gegevens
- 5 SNOOZE-knop
- 6 UP ▲ -knop
- 7 DN ▼ /TEST -knop
- 8 Oogje voor bevestigingsriem
- 9 Wektooninstelling (1-2-3 = diep-gemiddeld-hoog)
- 10 Wektoonvolume (1-2-3 = stil-gemiddeld-luid)
- 11 Batterijvakje (rugzijde)



## Verpakkingsinhoud


- Wekker met trilfunctie
- 3 batterijen, type AA (mignon)
- Bevestigingsband met clip (bv. voor het bevestigen van de wekker aan het hoofdkussen)
- Handleiding

## Batterijen plaatsen


Leg de drie meegeleverde batterijen in het batterijvakje. Let op een juiste polariteit.

De bedrijfsduur van een nieuwe set alkaline-batterijen bedraagt ong. 8 tot 10 maanden bij normaal gebruik.

## De tijd instellen

1. Druk op **SET** gedurende ong. 3 seconden.  
 knippert.
2. Stel eerst het uurformaat in (24 of 12 uur). **UP ▲** - knop om in te stellen - **SET**-knop om te bevestigen.
3. Stel de uren / minuten / AM= voormiddag, PM= namiddag in met **UP ▲** of **DN ▼**, en bevestig telkens met de **SET**-knop.

## De wektijd en snooze instellen

1. Schuif de alarmselectieschakelaar naar de **ALL** positie.
2. Druk eenmaal op **MODE** om naar het instellen van de wektijd te gaan.  knippert. Druk ong. 3





seconden lang op **SET** ter bevestiging.

3. Stel de uren/minuten in met **UP ▲** of **DN ▼**, en bevestig telkens met de **SET**-knop. Daarna kniptert **SNOZ**.

4. Als u nu op de **SET**-knop drukt, is de SNOOZE-functie ingeschakeld.

Als u op de **UP ▲**-knop drukt, verdwijnt **SNOZ**.

Als u nu op de **SET**-knop drukt, is de SNOOZE-functie uitgeschakeld.

5. Na ong. 15 seconden keert het apparaat terug naar de tijdweergave en is de wektijd opgeslagen.

**Tip:** Als de **SNOOZE-functie** (sluimerfunctie) **is ingeschakeld**, wordt na ong. 40 seconden de wektoon automatisch uitgeschakeld.

Als u tijdens het weksignaal om het **even welke knop** drukt, wordt het signaal uitgeschakeld en na ong. 8 minuten herhaald. Dit gebeurt tot zevenmaal.



Als u tijdens het weksignaal op de **SNOOZE-knop** gedurende ong. 3 seconden drukt, wordt het weksignaal definitief uitgeschakeld.

**Als de SNOOZE-functie is uitgeschakeld,** drukt u, wanneer het weksignaal luidt, op om het even welke knop om het weksignaal uit te schakelen.

## **De wekker en wekmodus instellen**

1. Schuif de selectieschakelaar in de stand **OFF** om de wekfunctie of het op dat moment hoorbare weksignaal uit te schakelen.




2. Schuif de schakelaar in de stand **AUDIO** (wektoon/  ), **SHAKER** (trilling/  ) of **ALL** (wektoon + trilling) om de wekmodus te selecteren en de wekker in te schakelen.


## De wekkerinstelling controleren

1. Druk op **DN ▼ /TEST** gedurende ong. 3 seconden. De wekfunctie wordt gedurende ong. 10 seconden geactiveerd. Daarna schakelt het apparaat terug naar de normale tijdsweergave.

NL

## Gebruik als keukentimer


1. Druk tweemaal op **MODE** om naar de timer (uren/minuten) te gaan.  knippert. Druk op **SET** gedurende ong. 3 seconden ter bevestiging.

2. Stel de uren/minuten in met **UP ▲** of **DN ▼** , en bevestig telkens met de **SET**-knop.
3. Druk binnen 5 seconden op **DN ▼** om de timer te starten.  en **H** en **M** knipperen en de tijd loopt af. Als u niet binnen 5 seconden op de knop drukt, schakelt het apparaat terug in de normale tijdsweergave.

**Tip:** Als de ingestelde tijd is afgelopen, luidt ong. 30 seconden de wektoon. U kunt dit signaal ook beëindigen door op om het even welke knop te drukken. Wanneer u de timer ondertussen wilt stoppen, drukt u op **DN ▼** . Daarna schakelt het apparaat automatisch terug naar de tijdsweergave.



## De kamertemperatuur weergeven

1. Druk driemaal op **MODE** om de temperatuurweergave in te schakelen.  knippert.
2. Gebruik **UP ▲** om indien gewenst te schakelen tussen °C of °F.
3. Na ong. 5 seconden wordt automatisch weer de tijd weergegeven.

## **Technische gegevens / Functies**

Functies: Klok, wekker, keukentimer, thermometer en zaklamp

Tijdsweergave: 12 of 24 uur

Wekstanden: Wektoon + trilling, wektoon, trilling

Temperatuurweergave; °C of °F

Afmetingen: 118 x 71 x 27 mm

Gewicht (zonder batterijen): 140 g

Stroomtoevoer: 3 AA alkaline-batterijen

Levensduur batterijen: 8-10 maanden bij normaal gebruik

## **Veiligheidsaanwijzingen**

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem goed.

## Afvalverwijdering

U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op geschikte wijze af te voeren. Het symbool hiernaast, dat zich ook op de telefoon bevindt, betekent dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd.

Elektrische of elektronische apparaten dient u in te leveren bij een verzamelpunt van een bevoegde afvalbeheerder.

Batterijen levert u in bij uw winkelier of bij bevoegde verzamelpunten die daarvoor een geschikte container ter beschikking stellen.



De verpakkingsmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.



## Onderhoud

- Reinig de behuizing met een zachte en pluïsvrije doek.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplossingsmiddelen.

## Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met de modernste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een probleemloze werking en een lange levensduur.



De garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt niet voor de batterijen, accu's of accupacks gebruikt in het product. Binnen de garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen aan het apparaat door de koper of door derden. Schade die door onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere externe invloeden is ontstaan, wordt niet gedekt door de garantie. Wij behouden ons het recht voor, in geval van een klacht, om naar eigen goeddunken de defecte delen te repareren of te vervangen, of het volledige apparaat te ruilen.

Ingeruilde onderdelen of ingeruilde apparaten worden onze eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, in zoverre ze niet gebaseerd zijn op opzet of grote nalatigheid vanwege de fabrikant. Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de garantieperiode, neemt u uitsluitend contact op met de handelszaak waar u het AMPLICOMMS-apparaat hebt gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims volgens deze bepaling kunnen enkel geldig worden gemaakt bij uw handelaar. Na twee jaar na aankoop en overhandiging van onze producten vervallen de garantierechten.

## Servicehotline

In geval van technische problemen kunt u contact opnemen met onze servicehotline. Het telefoonnummer daarvan vindt u op onze website **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

## Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn:



2004/108/EG betreffende elektromagnetische compatibiliteit. De conformiteit met bovengenaamde richtlijn wordt bevestigd door het CE-kenteken op het apparaat. De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze website **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.

- 1a Lampada tascabile
- 1b Interruttore della lampada tascabile
- 2 Interruttore selezione allarme (tono sveglia + vibrazione, vibrazione, tono sveglia, spento)
- 3 Tasto MODE (sveglia, dispositivo di misurazione tempo breve "Orologio per uova", temperatura)
- 4 Tasto SET per la conferma di un inserimento
- 5 Tasto SNOOZE
- 6 Tasto UP ▲
- 7 Tasto DN ▼ / TEST
- 8 Anello per il nastro di fissaggio
- 9 Impostazione del tono della sveglia (1-2-3 = bassa-media-alta)
- 10 Volume del tono della sveglia (1-2-3 = silenzioso-medio-alto)
- 11 Comparto delle batterie (retro)

## **Contenuto del pacchetto**


- Sveglia con allarme a vibrazione
- 3 batterie, tipo AA (Mignon)
- Nastro di fissaggio con clip (ad es. per il fissaggio della sveglia sul cuscino)
- Istruzioni d'uso

## **Inserire le batterie**


Inserisca le tre batterie contenute nel volume di consegna nel comparto delle batterie. Rispetti la polarità esatta.

La durata di funzionamento di un nuovo set di batterie alcaline è di ca. 8 – 10 mesi nel caso di un uso normale.

## Impostazione dell'orario

1. Prema il tasto **SET** per ca. 3 secondi.  lampeggia.
2. Imposti innanzitutto il formato delle ore (24 o 12 ore).  
Tasto **UP ▲** o **DN ▼** per l'impostazione – Tasto **SET** per la conferma.
3. Imposti le ore / i minuti / AM=di mattina, PM=di pomeriggio con **UP ▲** o **DN ▼** e confermi rispettivamente con il tasto **SET**.

## Impostazione dell'orario della sveglia e snooze

1. Far scorrere l'interruttore di selezione dell'allarme di **ALL**.
2. Prema il tasto **MODE** una volta per accedere all'impostazione dell'orario della sveglia. Lampeggia .  
Prema il tasto **SET** per ca. 3 secondi per confermare.



3. Imposti le ore / i minuti con **UP ▲** o **DN ▼** e confermi rispettivamente con il tasto **SET**. In seguito lampeggia **SNOZ**.
4. Ora preme il tasto **SET** con la funzione SNOOZE accesa. Prema il tasto **UP ▲** e sparisce **SNOZ**. Ora preme il tasto **SET** per spegnere la funzione SNOOZE.
5. Dopo ca. 15 secondi l'apparecchio ritorna alla visualizzazione dell'orario e l'orario della sveglia viene memorizzato.

**Avviso:** Con la **funzione SNOOZE accesa** il segnale della sveglia viene spento automaticamente dopo ca. 40 secondi.

Se preme un **tasto qualsiasi** durante il suono

della sveglia, il segnale si spegne per poi essere ripetuto per ca. 8 minuti. Questo succede fino a 7 volte.

Se durante il suono della sveglia preme **il tasto SNOOZE** per ca. 3 secondi, il suono della sveglia si spegne definitivamente.

Con la **funzione SNOOZE spenta**, prema un tasto qualsiasi quando suona il suono della sveglia per spegnere il suono della sveglia.

## **Impostazione della sveglia e della modalità della sveglia**

1. Posizioni l'interruttore della selezione della sveglia nella posizione **OFF** per spegnere la funzione della sveglia o il suono della sveglia appena percepito.





2. Posizioni l'interruttore di selezione della sveglia nella posizione **AUDIO** (tono sveglia/((🔔))), **SHAKER** (vibrazione/📱) o **ALL** (tono sveglia + vibrazione) al fine di selezionare la modalità della sveglia e accendere la sveglia.

## Verifica dell'impostazione della sveglia


1. Prema il tasto **DN ▼ / TEST** per ca. 3 secondi. La funzione della sveglia impostata viene attivata per ca. 10 secondi. Poi l'apparecchio ritorna alla visualizzazione normale dell'orario.

## Impiego quale dispositivo di misurazione di tempi brevi ("Orologio per le uova")

1. Prema due volte il tasto **MODE** per accedere alla funzione di misurazione di tempi brevi (ore/minuti).



lampeggia. Prema il tasto **SET** per ca. 3 secondi per confermare.


2. Imposti le ore / i minuti con **UP ▲** o **DN ▼** e confermi rispettivamente con il tasto **SET**.
3. Entro 5 secondi prema il tasto **DN ▼** per avviare il dispositivo di misurazione di tempi brevi.  lampeggiano **H** e **M** e il tempo corre. Se il tasto **DN ▼** non viene premuto entro 5 secondi, l'apparecchio ritorna alla visualizzazione dell'orario normale.

**Avviso:** Quando passa il tempo impostato, risuona il segnale della sveglia per ca. 30 secondi. Può terminare questo segnale, premendo un tasto qualsiasi. Se desidera interrompere la sveglia del periodo breve nel frattempo, prema **DN ▼**. Poi l'appa-



recchio ritorna automaticamente alla visualizzazione dell'orario.

## Visualizzazione della temperatura del locale

1. Prema per tre volte il tasto **MODE** per accendere la visualizzazione della temperatura.  lampeggia.
2. Passi eventualmente con **UP ▲** dalla visualizzazione in °C a quella di °F e viceversa.
3. Dopo ca. 5 secondi viene visualizzato nuovamente l'orario in modo automatico.

## **Dati tecnici / Funzioni**

Funzioni: orario, sveglia, dispositivo di misurazione tempi brevi („orologio per le uova“), termometro e lampada da tasca

Visualizzazione dell'orario: 12 o 24 ore

Modalità della sveglia: tono della sveglia, vibrazione, tono della sveglia & vibrazione

Indicazione della temperatura: °C o °F

Dimensioni: 118 x 71 x 27 mm

Peso (senza batterie): 140 g

Approvvigionamento elettrico: batterie alcaline da 3 AA

Durata di vita delle batterie: 8-10 mesi con uso normale

## Avvisi di sicurezza

Legga con attenzione queste istruzioni d'uso e Le conservi per bene.

## Smaltimento



Vige l'obbligo legale di smaltire correttamente i prodotti di consumo. Il simbolo qui a lato riprodotto sul Suo apparecchio indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Gli apparecchi elettrici o elettronici devono essere smaltiti presso un punto di raccolta di un istituto di smaltimento. Le batterie deve smaltirle presso il rivenditore di batterie o presso i punti di raccolta competenti che



mettono a disposizione i rispettivi contenitori. I materiali d'imballaggio devono essere smaltiti secondo le prescrizioni locali.

## Avvisi di cura

- Pulisca le superfici dell'involucro con una pezza morbida e priva di filuzzi.
- Non utilizzi detergenti o solventi.

## Garanzia

AMPLICOMMS – Gli apparecchi vengono prodotti e verificati secondo modernissimi processi di produzione. I materiali ricercati e tecnologie altamente sviluppate servono a garantire una funzione perfetta e un ciclo di vita lungo.

La durata di garanzia ammonta a 24 mesi a partire dalla

data d'acquisto. La garanzia non si applica per le batterie, gli accumulatori o i pacchetti di accumulatori utilizzati nei prodotti.

Nel corso del periodo di garanzia tutti i difetti riconducibili a errori di materiale o di produzione devono essere eliminati a titolo gratuito. Il diritto di garanzia termina nel caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni causati dal trattamento o uso scorretto, dal posizionamento o dalla conservazione errati, dal collegamento o dall'installazione eseguita in modo non professionale o da forza maggiore o alte influenze non fanno parte della prestazione di garanzia.

In caso di reclami, ci riserviamo il diritto di correggere e sostituire le parti difettose e di sostituire l'apparecchio. Le parti sostituite o gli apparecchi sostituiti

passano nella nostra proprietà. Si escludono diritti di risarcimento danni nel limite in cui essi non siano riconducibili alla premeditazione o alla grave negligenza del produttore.

Se il Suo apparecchio dovesse comunque evidenziare un difetto all'interno del periodo di garanzia, la preghiamo di rivolgersi esclusivamente al negozio in cui ha acquistato il Suo apparecchio di AMPLICOMMS, mostrando il Suo documento di conferma dell'acquisto. Tutti i diritti di prestazione di garanzia secondo queste prescrizioni devono essere fatti valere esclusivamente nei confronti del Suo rivenditore specializzato. Dopo il decorso di due anni dopo l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti non si possono più far valere diritti di prestazione di garanzia.



## Service Hotline

Il numero telefonico è reperibile sul nostro sito Internet  
**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

## Dichiarazione di conformità

Quest'apparecchio adempie i  
requisiti della direttiva CE:



2004/108/CE relativa alla sostenibilità elettromagnetica.  
La conformità con la direttiva sopra menzionata viene  
confermata dal simbolo CE sull'apparecchio.

Per scaricare il testo completo della dichiarazione di  
conformità, La preghiamo di far uso del download gra-  
tuito dal nostro sito **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

- 1a Linterna Integrada
- 1b Interruptor de la linterna
- 2 Modo de Alarma  
(Audio + vibrador; vibrador; audio; apagado)
- 3 MODO (alarma, temporizador, temperatura)
- 4 SET para seleccionar el parámetro escogido
- 5 SNOOZE
- 6 UP ▲ para subir
- 7 DN ▼ para bajar / TEST
- 8 Ojal para el clip de cojín
- 9 Control de la frecuencia de la alarma por Audio  
(1-2-3 = bajo-medio-alto)
- 10 Control del volumen de la alarma por Audio  
(1-2-3 = bajo-medio-alto)
- 11 Compartimento para las pilas (detrás)



## Contenido


- Reloj Despertador Vibrador
- 3 Pilas AA
- Clip de cojín (para sujetar el despertador al cojín)
- Manual de usuario

## Introduzca las pilas


Coloque las tres pilas del tipo AA alcalinas (incluidas). Ponga atención en la correcta polaridad que está indicada.

Unas pilas alcalinas nuevas pueden durar entre 8 y 10 meses de uso normal.

## Para fijar la hora

1. Pulse y mantenga **SET** durante 3 seg. Parpadeará el icono .
2. Primero, fijar el format de la hora (24 o 12 horas). Pulse **UP ▲** para ajustar – pulse **SET** para confirmar.
3. Pulse **UP ▲** o **DN ▼** para ajustar hora / minuto / AM = mañana/PM = tarde y confirme cada vez con **SET**.

## Para fijar la alarma y el Snooze

1. Deslice el interruptor del modo alarma en posición **ALL**.
2. Pulse **MODE** una vez para accede a la parametrización de la alarma.  parpadeará. Pulse y manten-



- ga **SET** durante 3 segundos para confirmar.
3. Pulse **UP ▲** o **DN ▼** para ajustar hora/minute y confirme cada vez con **SET**. Una vez realizado esto, parpadeará el icono **SNOZ**.
  4. Si ahora pulsa **SET** se activa la función snooze. Si pulsa **UP ▲** desaparecerá **SNOZ**. Si ahora pulsa **SET** se apagará la función snooze.
  5. Automáticamente después de unos 15 segundos, el reloj volverá a funcionar en el modo reloj, y ya se ha fijado la alarma.

**Nota:** Si la función **snooze está activada:** cuando se activa la alarma, la alarma suena durante 40 segundos y luego se para. Si una cualquier tecla se pulsa en cualquier momento, mientras la alarma está sonando, la alarma parará inmediatamente,





pero volverá a sonar después de 8 minutos.

Se puede repetir este ciclo hasta 7 veces. Para parar la alarma completamente en cualquier momento, pulse **la tecla SNOOZE** durante 3 segundos.

Si la función **SNOOZE está apagada**: Cuando la alarma suena, pulse una cualquier tecla para parar la alarma completamente.

## Para encender/apagar la alarma, y seleccionar el modo de alarma

1. Deslizar el interruptor de alarma a la posición **OFF** para anular la alarma o para parar la alarma que está sonando.
2. Deslizar el interruptor a la posición **AUDIO** (), **SHAKER** () o **ALL** (audio + vibración) para





seleccionar el modo de alarma y activarla.

## Pruebe su alarma

1. Pulse y mantenga **DN ▼** / **TEST** durante 3 segundos. La alarma programada se dispara durante 10 segundos y volverá al modo reloj.

## Temporizador


1. Pulse **MODE** dos veces, para ir al modo temporizador (horas/minutos). El icono  parpadeará. Pulse y mantenga **SET** durante 3 segundos para confirmar.
2. Pulse **UP ▲** o **DN ▼** para fijar la hora/minutos y confirme cada vez con **SET**.
3. Pulse **DN ▼** en 5 segundos para empezar la cuenta atrás del temporizador. , **H** y **M** parpa-



dearan y el empezará a contar. Si **DN ▼** no se pulsa en esos 5 segundos, el reloj automáticamente volverá a su modo horario.

**Nota:** Cuando el tiempo del temporizador llega al final, sonará la alarma (de igual modo como se haya programado) durante 30 segundos (a menos que la haya parado pulsando cualquiera de las teclas de arriba). Para parar el temporizador, pulse **DN ▼** . El reloj volverá al modo horario.

## Para mostrar la temperature ambiente

1. Pulse **MODE** tres veces para ir al modo termómetro. El icono  parpadeará y se mostrará la temperatura.
2. Pulse **UP ▲** para fijar la lectura en °C o °F





3. El reloj automáticamente volverá al modo horario después de 5 segundos.

## Especificaciones

Funciones: reloj, alarma, temporizador, termómetro y linterna

Modo Horario: 12 o 24 horas

Modo alarma: audio, vibración, audio + vibration

Modo termómetro: °C o °F

Medidas: 118 x 71 x 27 mm

Peso (sin pilas): 140 g

Alimentación: 3 pilas alcalinas tipo AA

Duración de las pilas: 8-10 meses de uso normal

## Notas de seguridad

Asegúrese de leer esta guía con atención y guárdela por si la necesita más adelante.

### Eliminación



Si quiere deshacerse del aparato, llévelo a los puntos de recogida autorizados por sus autoridades locales. De acuerdo con la Ley de aparatos eléctricos y electrónicos, los dueños de los aparatos están obligados por ley a deshacerse de los viejos equipos eléctricos y electrónicos en una recogida selectiva de residuos. El símbolo que aparece al lado significa que está totalmente prohibido deshacerse del aparato depositándolo junto a la basura doméstica. Siga las regulacio-



nes locales para la eliminación del material de embalaje.

## Ayuda

Si usted necesita ayuda póngase en contacto con su distribuidor. Si usted tiene alguna reclamación durante el periodo de garantía, póngase en contacto con su proveedor.

## Mantenimiento

- Limpie la superficie de la unidad, utilice siempre un paño suave y sin pelusa.
- No utilice detergentes o disolventes

## Garantía

Los dispositivos AMPLICOMMS se fabrican utilizando los últimos procesos de producción. El uso de materiales cuidadosamente seleccionados y la aplicación de avanzadas tecnologías aseguran un funcionamiento sin problemas y de larga durabilidad. El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de adquisición. Los términos de la garantía no se aplican en las pilas o baterías recargables o otras fuentes de alimentación. Dentro del periodo de garantía todos los defectos materiales o de fábrica serán solventados de forma gratuita. La garantía será nula si el comprador o terceras personas manipulan el aparato. La garantía no se aplicará si se producen desperfectos o daños causados por el

manejo inadecuado del aparato. En caso necesario, nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar el aparato. Las piezas o aparatos reemplazados se volverán de nuestra propiedad. Cualquier reclamación diríjase a su proveedor. Dos años después de la compra del aparato, las reclamaciones no podrán ser atendidas.

## Asistencia telefónica

En caso de problemas técnicos puede contactar con nuestro servicio de atención telefónica. Encontrará el número de teléfono en nuestra página web

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.

## Declaración de conformidad

Este equipo cumple con los requisitos  
de la Directiva de la UE:



Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética. La conformidad con la directiva mencionada anteriormente se confirma mediante el símbolo CE que aparece en el dispositivo. Para obtener la declaración de conformidad completa utilice por favor la descarga gratuita de nuestro sitio web

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**











4 250711 990244



Audioline GmbH

D-41460 Neuss

01/2014 – Ausgabe 3.1

